



Chaussage post-opératoire

à décharge de l'avant pied pour la chirurgie percutanée

CHAUSSURE PERCUSOFT



PERCUSOFT - L.P.P. CHUT 7148119

- Reprise fonctionnelle immédiate sans utilisation de cannes.
- Protection des résultats opératoires y compris dans les cas de brochage métatarso phalangien.
- Stabilité, confort et légèreté.

- Matériaux cliniquement éprouvés.
- Pointures : 35/36 – 37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46.
- Spécifier : Droite ou gauche.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- Le point de bascule ainsi que la rigidité de la semelle procurent un déroulé du pas sans flexion métatarso-phalangienne réduisant ainsi les contraintes exercées sur le 1er rayon. Le matériau utilisé permet quant à lui d'allier une rigidité importante et l'amortissement des chocs lors de la marche.
 - Les dimensions du chaussant ont été étudiées afin de s'ajuster précisément à tous les volumes de pieds opérés, compte tenu de l'œdème et des bandages post-opératoires.
 - Le tissu élastique utilisé pour la tige contribue également à cet ajustement en permettant une adaptation très précise à n'importe quel volume affinant ainsi le chaussage.
 - Fort de notre expérience de la Type 1 de Barouk, la Percusoft est une chaussure latéralisée procurant ainsi une meilleure tenue du pied ainsi qu'une marche optimisée.
-

INDICATIONS D'UTILISATION

- Chirurgie du pied, particulièrement de l'Avant-Pied, notamment pour la Chirurgie Percutanée.
 - Tous états aigus nécessitant une semelle rigide permettant le déroulement du pas sans contraintes de l'Avant-Pied.
-

Romans Industrie