



CHAUSSAGE POST-OPÉRATOIRE

Pour augmentation du volume de l'avant pied

TYPE 2 MAIA

Originale BAROUK *Dr L. Barouk*



Modèle déposé


CE

- Modèle MAIA à ouverture facile par Velcro.
- Adaptation à tout volume du pied avec ou sans pansement.
- Protection maximum de tout l'avant-pied.
- Confort.

- Matériaux cliniquement éprouvés.
- Pointures : du 34 au 44.

TYPE II MAIA - L.P.P. CHUT 2166740
Tarif de responsabilité 60,98 € TTC la paire

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES



- Première anatomique déportée vers le gros orteil.
- Semelle anti-dérapant CATÈNE SOFT exclusivité ROMANS INDUSTRIE.
- Volume variable jusqu'à l'extrémité des orteils (de la 6ème à la 10ème largeur avec la même chaussure).
- Contreforts prolongés vers les parties latérales du pied pour un bon maintien.

INDICATIONS D'UTILISATION

- Séquelles post-traumatiques ou post-chirurgicales.
- Oedèmes, troubles trophiques ou augmentation du volume du pied.
- Déformations importantes du pied, y compris celles liées aux rhumatismes inflammatoires.

Romans Industrie