



# Chaussage post-opératoire

à décharge de l'avant-pied

## CHAUSSURE PERCULIGHT



PERCULIGHT - L.P.P. CHUT 7148119

- Reprise fonctionnelle immédiate sans utilisation de cannes.
- Protection des résultats opératoires y compris dans les cas de brochage métatarso phalangien.
- Système de réglage du volume chaussant breveté
- Stabilité, confort et légèreté.

- Matériaux cliniquement éprouvés.
- Pointures : 35/36 – 37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46.
- Spécifier : Droite / Gauche ou Paire.

## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES



- Le point de bascule ainsi que la rigidité de la semelle procurent un déroulé du pas sans flexion métatarso-phalangienne réduisant ainsi les contraintes exercées sur le 1er rayon.
- Le système breveté de languette réglable permet une ouverture totale pour un chaussage aisé ainsi qu'une grande amplitude de réglage de volume chaussant.
- Le chausson amovible et élastique permet une adaptation quelque soit le volume du pied opéré.

---

## INDICATIONS D'UTILISATION

- Traitement postopératoire de la chirurgie de l'avant pied.
- Tous états aigus nécessitant une semelle rigide permettant le déroulement du pas sans contraintes de l'Avant-Pied.

*Romans Industrie*

17 Avenue de la Déportation - 26100 ROMANS - Tél. 04 75 71 00 20 - Fax : 04 75 71 00 52  
[www.romansindustrie.fr](http://www.romansindustrie.fr) - [contact@romansindustrie.fr](mailto:contact@romansindustrie.fr)